

Irradia

Medicinska och kirurgiska lasrar

Swot model II IPL för hårborttagning med fyra olika filter

SWOT II är ett mini IPL-instrument med fyra utbytbara filter för olika applikationer. Instrumentet har ett snabbt och enkelt handhavande.

Det används till följande behandlingar:

- Hårborttagning
- Behandlingar av ytliga kärl
 - Hudföryngring
 - Aknebehandling



Teknisk specifikation

Basenhet

Vikt: 23 kg

Storlek: 32 x 50 x 30 cm

Kontrollpanel: LCD-display med olika menyer, mikroprocessorkontrollerade mikrofunktioner

Elektriska data: 230 V, 10 A, enfas, 50-60 Hz AC

Våglängder, uteffekter och inställningar

Våglängd: 510 nm - 1200 nm, fyra st olika filter

Fluence: 5-35 J/cm²

Pulsbredd: 3-9 ms

Pulsrepositionsfrekvens: 0,33 Hz (var tredje sekeund)

Behandlingsyta: 10 x 40 mm